

بوبنأ عم 1700 °C ةيلاع ةراج ةجردب يرب تخم يبوبنأ نرف انيمولأ وأ زتراوك

KT-TF17 :رصن عل مقر

ةمدقم

انيمولأ بوبنأ عم يبوبنأ ال KINTEK نرف
ةيؤم ةجرد 1700 °C ل لصي قي قد نخيست
نابوذلل لباقلا ضيحتلاو ، داوملا قيلختل
زهجو صيختلل لباقو جدم . ديبلتلاو
! نأل فشكتسا . غيرفتلل

ديزلما فرع



نرفا زارط	KT-TF17	KT-TF17 Pro
ةراجلا ةجردب مكحت زاهج	PID ةيمقر مكحت ةجرو	سمللاب لمعت PID مكحت ةشاش
جاماربلا ددعت مقسم دادع	ال	معن
يثابرهكلا رايتلا عاطقنا ليغشت ةداع	ال	معن
يوصقلا ةراجلا ةجرد	1700°C	
ةتبات لمع ةراج ةجرد	1650°C	
نرفا بوبنأ دام	ةدوخل ةيلاع Al2O3 انيمولأ	
نرفا بوبنأ رطق	مم 30/40/60/80/100	
نخيستلا ةقطنم لوط	مم 300 / 450 / 600 / 800	
نخيستلا ةقطنم ةيمك	قطنم 1-10	
غارفلا مخت لولحم	O ةقلا ح عم SS 304 ةفش	
ردقمال غيرفتلا طغض	0.001Pa/10E-5 torr (نم ححصم 10E5)	
ردقمال جومال طغضال	روت 0.02 لالسااب اجم	
ةفرعلا دام	ةينابابلا Al2O3 انيمولأ فايلا	
نخيستلا رصنع	Cr2Al2Mo2 كلالسأ فئافل	
نخيستلا لدغم	ةقيقد 0-10 °C	
ةراجلا ةجرد رغشتسم	B عونلا نم يراج جوز	
ةراجلا ةجردب مكحتلا ةقد		±1°C
ةراجلا ةجرد ماطنات		±5°C
ةيثابرهكلا ةقاطلا رصم	زتره 50/60 ، تلوف 110-220 ددرتم رايت	
نخيستلا ةقطنم لوطأو يرخال Al2O3 انيمولألا بيبانأ ماحأ صيصخت نكمي		

دجوي ال	فصولا	ةيمكلا
1	نرف	1

2	انيمول بوبنأ	1
3	(جوز) ءاوهالغيفت ةفش مقط	1 (ن م مقط)
4	(جوز) ةبوبنأ ةرارح ةلتك	1 (ن م مقط)
5	ةبوبنألأ ةرارحال ةلتكل فاطخ	1
6	(جوز) ةرارحلل مواقم زافق	1
7	ليغشلتا ليلد	1