

لمعالج رغصلا راودلا نرفلا وذيئابرهكلا راودلا نرفلا نرف يرارحلا لالحالاناعنصم نيخستل رارمتساب

ررصنعلا مقرر: KT-RFTF



ةمدقم

ةيئابرهكلا راودلا KINTEK نارفأ رفوت
ةيؤئم ةجرد 1100 ىلإ لصي أقيقد أنيخست
يرارحلا للحتلاو فيفجتلاو سلكتلل
صيصختلل ةلباقو ةلاعفو ةنيتم
!نآلا جذامنلا فشكتسا ،جاتنإلاو تاربتختملل

ديزملا فرعإ

رارملا	(نيخستلا لوط × بوبنألا ءاص) نرفلا مجح	ةرارحلا ةجرد ىصقألا دحلا	ةرارحلا قطانم	ةقاطلا
KT-RFTF2020	م 200 × 2000	950°C	3	طاوولي 30
KT-RFTF303030	م 300 × 3000	950°C	6	طاوولي 54
KT-RFTF4050	م 400 × 5000	950°C	6	طاوولي 96
KT-RFTF5060	م 500 × 6000	950°C	6	طاوولي 168
KT-RFTF6080	م 600 × 8000	950°C	9	طاوولي 234
KT-RFTF8090	م 800 × 9000	950°C	9	طاوولي 342
KT-RFTF1211	م 1200 × 11000	950°C	9	طاوولي 648