

قولغلا مكحملا راودلا يبوبنأل راودلا بوبنأل نرف

رمتسملا غيرفتلاب

KT-CRTF : رصنعل مقر



ةمدقم

ةرمتسملا ةجلالعملل قيقد راود يبوبنأل نرف
ديبلتلاو سلكتلل يلاثم . غيرفتلاب
يتح صيصختلل لباق . ةرارحل ةجلالعمل او
1600 ةيؤم ةجرد

ديزملل فرعلا

نرفلا رارط	KT-CRTF12	KT-CRTF14	KT-CRTF16
يوصقلا ةرارحل ةجرد	1200°C	1400°C	1600°C
ةتبات لمع ةرارح ةجرد	1100°C	1300°C	1500°C
نرخستلا لدعم	0-20 °C / ةقيقد		0-10 °C / ةقيقد
نرفلا بوبنأ ةدام	ةيندعم كئابس/زتراوك	Al2O3/Si3N4	
نارودلا ةعرس	0-20 ةقيقدلا يف ةرود		
ليملل ةيواز	-5-30 ةجرد		
نرفلا بوبنأ رطق	30/40/60/80/80/100/120/150/230/280 مم		
ةدحاو نيخست ةقطنم لوط	300 / 450 / 600 / 800 مم		
غارفلل مئخ لولحم	O ةقحل عم SS 304 هفش		
ةفرغلا ةدام	ةينابايلا انيمولأل فايلا		
نرخستلا رصنع	Cr2Al2Mo2 كئاسل سافل	يس يس	MoSi2
ةرارحل ةجرد رخستسم	K عون	S عون	B عونلا
ةرارحل ةجرد يف مكحتلا زاهج	سمللاب لمعت ةشاشب PID مكحت زاهج PID ي مقر مكحت زاهج		
ةرارحل ةجرد يف مكحتلا ةقد	±1°C		
ةيئابرهكلل ةقاطلا رصم	زتره 50/60 ، تلوف 110-220 ددرتم راي		
⚠️ ⚠️			